

## Rozptýlené kruhové světlo pro objektiv se zvětšením 250x OP-006 205

<b>Obj. číslo:</b>	106000496
<b>Dostupnost:</b>	4 týdny



### Popis

Rozptýlené kruhové světlo pro objektiv 250x se používá ke změkčení a rozptýlení světla, a tudíž k omezení odrazů od lesklých objektů. Tato jednotka se upevňuje na mikroskopy Flexia zacvaknutím.

### Obsah balení

Rozptýlené kruhové světlo pro objektiv se zvětšením 250x OP-006 205