

## Montážní sloupky pro G1086, stojan ESM1500, AC1076-2

<b>Obj. číslo:</b>	106700058
<b>Dostupnost:</b>	4 - 7 týdnů



### Popis

Umožňují montáž úchopu G1086 na testovací stojan ESM1500. Je vyžadována montážní deska AC1055.

### Obsah balení

Montážní sloupky pro G1086, stojan ESM1500, AC1076-2

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Typ zkušebního přístroje	měření síly
Typ	nástavec